

3M

Littmann®
Stethoskope

Zeit für ein neues
Auskultationserlebnis:

**Klarheit
durch
Präzision.**

Steigern Sie die Zuverlässigkeit bei der Patientenauscultation mithilfe des neuen 3M™ Littmann® CORE Digital-Stethoskops.

Entdecken Sie unsere bisher fortschrittlichste digitale Auscultationstechnologie. Jetzt gibt es alles, was Sie an Littmann Stethoskopen schätzen – hervorragende Akustik, Komfort und Qualität – mit bis zu 40-facher Verstärkung (bei Höchstfrequenz im Vergleich zum Analogmodus), aktiver Geräuscherdrückung und Klangwellenvisualisierung per App.

Es ist Zeit, besser zu hören als jemals zuvor.

Hören auf einem ganz neuen Niveau.

3M™ Littmann® CORE Digital-Stethoskope

Komfort und Sicherheit.

Exzellente akustische Versiegelung bei optimalem Sitz: Unsere stabilen, aber sich sanft einpassenden Ohröhlen sorgen für ein verlässliches und komfortables Hören.

Besser hören als jemals zuvor

Bis zu 40-fache Verstärkung* und aktive Geräuscherdrückung zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen.

**Die 40-fache Verstärkung basiert auf einem Vergleich zwischen analogem und elektronisch verstärktem Hören bei maximaler Lautstärke und Spitzenfrequenz (125 Hz).*

Hören Sie, wie Sie es möchten.

Schnelles Umschalten zwischen analogen und verstärkten Hörmodi - sowie die Verwendung von abstimmbaren Membranen auf beiden Seiten des Bruststücks, um Töne im hohen und niedrigen Frequenzbereich zu hören.

Digital neue Details entdecken.

Konnektivität mit Eko Software, um das Visualisieren von Herzton-Wellenformen in Echtzeit zu ermöglichen. Als Bonus können Sie noch zusätzlich die Eko-KI zur Erfassung von Herztönen nutzen. (Anmeldung erforderlich**). Erfahren Sie mehr unter ekohealth.com/ai

Upgraden und besser hören als jemals zuvor: 3m.de/Littmann/CORE

Mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Erfassen

Speichern und kommentieren Sie 15, 30, 60 oder 120-sekündige Aufnahmen in gesicherter Umgebung.

Analysieren

Legen Sie Ihre eigene Audio-Bibliothek an Herztönen an, um den Krankheitsverlauf zu dokumentieren oder zu Schulungszwecken zu nutzen.

Teilen

Sicheres Teilen von Aufnahmen mit Kollegen.



Smart Device nicht im Lieferumfang enthalten.
**Erhältlich nur in den USA



Listen first.

KS Medizintechnik
seit 1921

Karthäuser Straße 21
34587 Felsberg
Kostenlose Servicehotline
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)

© 2020 3M. Alle Rechte vorbehalten.
3M, Littmann, das L Littmann Logo, das L und Cardiology IV sind Marken und/oder eingetragene Markenzeichen von 3M. Die unberechtigte Verwendung ist untersagt. Unter Lizenz in Kanada verwendet.

Eko Marken, einschließlich CORE, sind Marken und/oder eingetragene Markenzeichen von Eko Devices Inc.

OMG133093