

# ENCORE® Latex Acclaim

OPERATIONSHANDSCHUHE

## Puderfreier OP-Handschuh aus Latex für ein komfortables, natürliches Tragegefühl

### HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Das Ergebnis der speziellen Materialmischung ist ein weicher und gleichzeitig robuster OP-Handschuh.
- Spezielles, rutschfestes Oberflächenprofil für Griffsicherheit und ein optimales Führen von Instrumenten
- Die auf der DERMASHIELD™-Technologie basierende Innenschicht ermöglicht ein müheloses Anziehen mit trockenen und feuchten Händen und Wechseln während der Operation.
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika\*

**WARNHINWEIS:** Eine sichere Verwendung dieses Handschuhs von Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde bisher noch nicht durch entsprechende Tests bestätigt. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

\* Wenden Sie sich für Informationen über die jeweiligen Permeationszeiten der Zytostatika und weitere Empfehlungen an den Ansell-Kundendienst.

### Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen
- Ideal als Außenhandschuh bei einer Doppelbehandschuhung

### INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



## ENCORE® Vertrauen und Leistungsfähigkeit

Dieser Handschuh genießt größtes Vertrauen bei Chirurgen, OP-Pflegepersonal und chirurgisch-technischen Assistenten, die neben einem optimalen Schutz auch höchste Ansprüche an Fingerbeweglichkeit, Tragekomfort, Griffsicherheit und ihre eigene Leistungsfähigkeit stellen.

# ENCORE® Latex Acclaim

OPERATIONSHANDSCHUHE

## PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Naturfarben
Dicke	Standard
Manschette	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Interne Handschuhoberfläche	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außenhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	ASTM D3577, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	330100055	330100060	330100065	330100070	330100075	330100080	330100085	330100090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

**Nordamerika**  
Tel. (USA): +1 800 952 9916  
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854  
E-Mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tel (USA): 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mittel- und Südamerika**  
Tel.: +52 (442) 296 20 50  
E-Mail: cslac@ansell.com  
**Brasilien**  
Tel.: + 55 11 3356 3100  
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-Mail: info@ansell.eu

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-Mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tel.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien und Neuseeland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-Mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
Tel.: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com