

## Ausstattungsmerkmale und Optionen im Vergleich

	L-Modelle		S-Modelle		Plus-Modelle	
	ECG 100 L	ECG 200 L	ECG 100 S	ECG 200 S	ECG 100 +	ECG 200 +
6-Kanal-EKG	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
12-Kanal-EKG		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>

### Ausstattung

Patientenkabel mit Druckknopf	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Farbdisplay	5"	7"	5"	7"	5"	7"
Touchscreen	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				
Alphanumerische Tastatur			<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Speicherplätze	50	50	100 Option 1.000	100 Option 1.000	100 Option 1.000	100 Option 1.000
Druckformat: –   6x2   6+6   –   3x4+1   3x4+3	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	
Druckformat: 12x1   6x2   6+6   3x4   3x4+1   3x4+3		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>

### Funktionen

PDF-Export	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vermessung	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Glasgow-Interpretation	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### Anbindung

Standard-Anschluss	USB	USB	USB	USB	USB	USB
LAN			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
WLAN			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GDT				in LAN/WLAN enthalten	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
DICOM & HL7					<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

zum Onlineshop



- = Serienausstattung
- = Option