

TECHNISCHE DATEN

BESTÜCKUNG	1 × LED-Modul
LICHTLEISTUNG	80 000 Lux / 1,0 m *
FARBTEMPERATUR	4 500 K *
BELEUCHTUNGSFELD 1.0 M	Ø 18 cm*
AUSLEUCHTUNGSTIEFE	124 cm
FARBWIEDERGABE	Ra > 95
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Konverter
NETZANSCHLUSSLEITUNG	Festanschluss
LEUCHTENGEHÄUSE	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
GEWICHT (NETTO)	14 kg
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 Watt
EINGANGS NENNSPANNUNG	100 - 240 V
FREQUENZBEREICH	50 / 60 Hz
BEDIENUNG	Drehknopf am Leuchtenkopf
TECHNIK	1-polig sekundär
GELENKENTLASTUNG	Feder (Gewichtsausgleich)
SCHUTZKLASSE	I
SCHUTZART	nach IEC 60529 IP 20 Leuchtenkopf IP 43 (horizontale Lage)
NORMEN	EN 60601-1, EN 60601-2-41
BESONDERHEITEN	Stufenlos dimmbar (40-100%) *, sterilisierbarer Handgriff
BEFESTIGUNG	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
ZUBEHÖR	Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug, Zwischendeckenadapter
BESTELL-NR.	D16.131.000-00808951

BEHANDLUNGSLEUCHTEN





KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921


HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

LICHTVERTEILUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG



* -10% / +20% Toleranz

TECHNISCHE DATEN

BESTÜCKUNG	1 × LED-Modul
LICHTLEISTUNG	80 000 Lux / 1,0 m *
FARBTEMPERATUR	4 500 K *
BELEUCHTUNGSFELD 1,0 m	ø 18 cm*
AUSLEUCHTUNGSTIEFE	124 cm
FARBWIEDERGABE	Ra > 95
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Konverter
NETZANSCHLUSSLEITUNG	Festanschluss
LEUCHTENGEHÄUSE	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
GEWICHT (NETTO)	13,5 kg
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 Watt
EINGANGS NENN-SPANNUNG	100 - 240 V
FREQUENZBEREICH	50 / 60 Hz
BEDIENUNG	Drehknopf am Leuchtenkopf
TECHNIK	1-polig sekundär
GELLENKENTLASTUNG	Feder (Gewichtsausgleich)
SCHUTZKLASSE	I
SCHUTZART	nach IEC 60529 IP 20 Leuchtenkopf IP 43 (horizontale Lage)
NORMEN	EN 60601-1, EN 60601-2-41
BESONDERHEITEN	Stufenlos dimmbar (40-100%) *, sterilisierbarer Handgriff
BEFESTIGUNG	Wandbefestigung
ZUBEHÖR	Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug
BESTELL-NR.	D16.136.000-00808986

BEHANDLUNGSLEUCHTEN





KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921


HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

LICHTVERTEILUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG



* -10% / +20% Toleranz

TECHNISCHE DATEN

BESTÜCKUNG	1 × LED-Modul
LICHTLEISTUNG	80 000 Lux / 1,0 m *
FARBTEMPERATUR	4 500 K *
BELEUCHTUNGSFELD 1,0 m	ø 18 cm*
AUSLEUCHTUNGSTIEFE	124 cm
FARBWIEDERGABE	Ra > 95
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Konverter
NETZANSCHLUSSLEITUNG	3 m
LEUCHTENGEHÄUSE	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
GEWICHT (NETTO)	20 kg
LEISTUNGS-AUFNAHME	30 Watt
EINGANGS NENN-SPANNUNG	100 - 240 V
FREQUENZBEREICH	50 / 60 Hz
BEDIENUNG	Drehknopf am Leuchtenkopf
TECHNIK	1-polig sekundär
Gelenkentlastung	Feder (Gewichtsausgleich)
SCHUTZKLASSE	I
SCHUTZART	nach IEC 60529 IP 20 Leuchtenkopf IP 43 (horizontale Lage)
NORMEN	EN 60601-1, EN 60601-2-41
BESONDERHEITEN	Stufenlos dimmbar (40-100%) * sterilisierbarer Handgriff
BEFESTIGUNG	Rollstativ
ZUBEHÖR	Sterilisierbarer Handgriff, Handgriffüberzug
BESTELL-NR.	D16.133.000-00808983 - reinweiss - CH D16.132.000-00808982 - reinweiss - Schuko D16.134.000-00808984 - reinweiss - UK

BEHANDLUNGSLEUCHTEN





KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921


HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

LICHTVERTEILUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG



* -10% / +20% Toleranz

ZWISCHENDECKEN-ADAPTER

TECHNISCHE DATEN

PASSEND ZU LEUCHTEN

TRIANGO
VISIANO 20-2
OPTICLUX

MATERIAL

Stahl

GEWICHT (NETTO)


28 kg

LÄNGE

max. 93 cm, Ablängen auf Anfrage / nach Bedarf

BESTELL-NR.

D15.074.000-00632785



SET ABDECKRONDELLE

NEW

TECHNISCHE DATEN

PASSEND ZU LEUCHTEN

TRIANGO
VISIANO 20-2
OPTICLUX

MATERIAL

Hart PVC Platte



BESTELL-NR.

Ø 100 mm

D12.853.000-00814439

Ø 385 mm

D15.378.000-00663168



ZUBEHÖR

HANDGRIFFE

NEW

TECHNISCHE DATEN

BESTELL-NR.	sterilisierbarer Handgriff für TRIANGO 30 und TRIANGO 80	D10.295.000-00703690
BESTELL-NR.	sterilisierbarer Handgriff TRIANGO 130, TRIANGO 100 und TRIANGO 60	D10.442.000-00802948
BESTELL-NR.	Griffüberzug für alle TRIANGO Handgriffe 1 Pack à 100 Stk.	D15.445.000-00714913



sterilisierbarer
Handgriff für
TRIANGO 30
und
TRIANGO 80



sterilisierbarer
Handgriff
TRIANGO 130,
TRIANGO 100
und
TRIANGO 60



für alle
TRIANGO:
Wegwerf-
Griffüberzug

100% Medizintechnik



Bisher erfolgten die Herstellung und der Vertrieb des Medizinleuchten- und Raumleuchten-Portfolios über die internationalen Tochtergesellschaften der Waldmann Gruppe. Zum 1. Januar 2023 gehen die Raumleuchten ZERA, VIVAA 2.0 und VIVAA Ring in den Verantwortungsbereich der Herbert Waldmann GmbH & Co. KG in Villingen-Schwenningen über.

Das Derungs-Team konzentriert sich zukünftig auf die Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Leuchten für die Human- und Tiermedizin.

Das Portfolio umfasst diverse kleine Operationsleuchten, verschiedene Untersuchungsleuchten sowie Bettleuchten.

Die Marke Derungs bietet innovative Lichtlösungen für verschiedene medizinische Fachbereiche, wie zum Beispiel Spitäler und Krankenhäuser, Praxen für Dermatologie, Schönheitschirurgie, Gynäkologie, Urologie oder Allgemeinmedizin sowie für Zahnärzte und Dentallabore.

Entdecken Sie die Derungs-Welt auf:
www.derungs.swiss



Wir sind Netzwerker

SWISS MEDTECH
Member

Qualitätssicherung



Unsere Auszeichnungen



reddot winner

i-NOVO®
AWARDS
2017