




UNTERSUCHUNGSLEUCHTE EMALED® 202 D



Die für die Deckenmontage vorgesehene Untersuchungsleuchte EMALED 202 D bietet bei allen ärztlichen Untersuchungen eine optimale und blendfreie Ausleuchtung des Behandlungsfeldes. Durch den höhenverstellbaren Federarm und die horizontale Drehung von 360° lässt sich die Leuchte in jede gewünschte Position bringen.

TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	50.000 lx
Beleuchtungsintensität	20 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	170 mm
Arbeitsabstand	80 - 150 cm
Farbtemperatur	3.500-5.000 K
Farbwiedergabeindex	97 Ra
R9 index	95
Lebensdauer der LEDs	60.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	240 mm
Anzahl der LEDs	8
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	1,5 kg
Gesamtgewicht der Leuchte	12,5 kg



- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufige Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung






Die Untersuchungsleuchte EMALED 202 F ist die mobile Version aus der Serie 202. Als Bodenversion mit Rollstativ lässt sie sich von Raum zu Raum bewegen und überzeugt auch in stressigen Situationen durch ihre Flexibilität und Mobilität.

TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	50.000 lx
Beleuchtungsintensität	20 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	170 mm
Arbeitsabstand	80 - 150 cm
Farbtemperatur	3.500-5.000 K
Farbwiedergabeindex	97 Ra
R9 index	95
Lebensdauer der LEDs	60.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	240 mm
Anzahl der LEDs	8
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	1,5 kg
Gesamtgewicht der Leuchte	20,5 kg




- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung



Die Untersuchungsleuchte EMALED 202 F ist die mobile Version aus der Serie 202. Als Bodenversion mit Rollstativ lässt sie sich von Raum zu Raum bewegen und überzeugt auch in stressigen Situationen durch ihre Flexibilität und Mobilität.

TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	70.000 lx
Beleuchtungsintensität	20 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	170 mm
Arbeitsabstand	80 - 150 cm
Farbtemperatur	3.500-5.000 K
Farbwiedergabeindex	97 Ra
R9 index	95
Lebensdauer der LEDs	60.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	240 mm
Anzahl der LEDs	8
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	1,5 kg
Gesamtgewicht der Leuchte	20,5 kg



- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung




Die mobile Untersuchungsleuchte EMALED 202 M zeichnet sich durch die integrierte Notstromversorgung aus und ist somit bis zu 24 Stunden ohne Netzanschluss einsetzbar. Mit starker Lichtleistung und ausgezeichneter Lichtqualität ist sie in vielen medizinischen Bereichen flexibel einsetzbar.



TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	50.000 lx
Beleuchtungsintensität	20 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	170 mm
Arbeitsabstand	80 - 150 cm
Farbtemperatur	3.500-5.000 K
Farbwiedergabeindex	97 Ra
R9 index	95
Lebensdauer der LEDs	60.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	240 mm
Anzahl der LEDs	8
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	1,5 kg
Gesamtgewicht der Leuchte	37,5 kg



- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung



UNTERSUCHUNGSLEUCHE EMALED® 202 W



Die für die Wandmontage vorgesehene Untersuchungsleuchte EMALED 202 W zeichnet sich durch hohe Beweglichkeit und gute Positionierung des Leuchtenkörpers aus und sorgt somit für optimales Licht im Behandlungsraum. Sie kann sowohl über einer Liege, als auch über einen Behandlungsstuhl eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Beleuchtungsstärke (auf 1 m)	50.000 lx
Beleuchtungsintensität	20 - 100 %
Durchmesser des Leuchtfeldes D10	170 mm
Arbeitsabstand	80 - 150 cm
Farbtemperatur	3.500-5.000 K
Farbwiedergabeindex	97 Ra
R9 index	95
Lebensdauer der LEDs	60.000 Std.
Durchmesser des Leuchtenkörpers	240 mm
Anzahl der LEDs	8
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	10 VA
Gewicht des Leuchtenkörpers	1,5 kg
Gesamtgewicht der Leuchte	10,5 kg



- Natürliche Farbwiedergabe
- Kaum wahrnehmbare Erwärmung der Leuchte
- Keine beweglichen Teile im Leuchtenkörper - geringer Wartungsaufwand
- 5-stufigen Helligkeitsregulierung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse des Leuchtenkörpers
- 2 abnehm- und sterilisierbare Handgriffe (zusätzliche Handgriffe können nachbestellt werden)
- 5-stufige Farbtemperaturregulierung

