


# HEINE® iC 1

## Digitale Dermatoskopie, neu definiert



**KS** Medizintechnik  
seit 1921

Karthäuser Straße 21  
34587 Felsberg  
**Kostenlose Servicehotline**  
Tel.: 0800 - 10 10 871

[www.ksmedizintechnik.de](http://www.ksmedizintechnik.de)  
[info@ksmedizintechnik.de](mailto:info@ksmedizintechnik.de)

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)



# HEINE® iC1 – Digitale Dermatoskopie, neu definiert

Das HEINE iC1 ist ein Aufnahmegerät von klinischen und dermatoskopischen Bildern für die Dokumentation, Überwachung und Unterstützung der Differentialdiagnose von Melanomen und anderen Hautläsionen. Die innovative HEINE LED<sup>HQ</sup>-Beleuchtung zusammen mit der Präzisionsoptik ermöglichen randscharfe und schattenfreie Aufnahmen mit einem Apple® iPhone® ab Version 5s oder dem iPod touch® 6. Generation\*. Durch die integrierte „Toggle“-Funktion ist das Umschalten zwischen polarisiertem und nicht polarisiertem Licht einfach möglich.



## [ BESTELLINFORMATIONEN ]

<b>iC1 Set/7 für iPhone 7 und 8</b> iC1 mit Kontaktscheibe mit Skala, Adapterschale Smartphone iC1/7 für Apple iPhone 7 und 8, USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil	Art.Nr.: <b>K-273.28.305</b>
<b>iC1 Set/6 für iPhone 6/6s</b> Wie oben, aber mit Adapterschale Smartphone iC1/6 für Apple iPhone 6/6s	Art.Nr.: <b>K-270.28.305</b>
<b>iC1 Set/5 für iPhone 5s und SE</b> Wie oben, aber mit Adapterschale Smartphone iC1/5 für Apple iPhone 5s und SE	Art.Nr.: <b>K-271.28.305</b>
<b>Adapterschale Smartphone</b> für Apple iPhone 7 und 8	Art.Nr.: <b>K-000.34.253</b>
<b>Adapterschale Smartphone</b> für Apple iPhone 6/6s [04]	Art.Nr.: <b>K-000.34.250</b>
<b>Adapterschale Smartphone</b> für Apple iPhone 5s und SE	Art.Nr.: <b>K-000.34.251</b>
<b>Adapterschale iC1/T6</b> für Apple iPod touch 6. Generation	Art.Nr.: <b>K-000.34.252</b>
<b>USB Kabel mit E4-USB Med. zugelassenen Steckernetzteil</b> [01] + [02] Medizinisch zugelassenes Steckernetzteil mit 5V und 500mA; Wechselbare Länderstecker	Art.Nr.: <b>X-000.99.303</b>
<b>Kontaktscheibe</b> mit Skala [03]	Art.Nr.: <b>K-000.34.201</b>



## [ TECHNISCHE DATEN ]

Verfügbare Varianten	iC1/7 für iPhone 7 und 8; iC1/6 für iPhone 6/6s; iC1/5 für Apple iPhone 5s und SE; iC1/T6 für iPod touch 6. Generation
Gewicht	140 g
Abmessungen	140x65x42 mm bis zu 155x75x50 mm
Gebrauchsanleitung	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Betriebsbedingungen	+10 °C bis +35 °C, 30% bis 75% rel. Luftf., 700hPa bis 1 060hPa
Transport-Bedingungen	-20 °C bis +50 °C, 45% bis 85% rel. Luftf., 500hPa bis 1 060hPa
Elektrische Daten	Micro USB (5V) < 500mA, Ladezeit typ. 2,5h, Laufzeit typ. 3,5h, Li-Polymer Ladebatterie
Optische Daten	Opt. Vergrößerung = 15-fach, digitale Vergrößerung = 40-fach (mit iPhone 6 und 24" Display), 21 mm Übersichtsfeld
LED	4x Hochleistungs-LEDs, Farbtemp. typ. 5000K, Lebensdauer typ. 100000h, typ. CRI ≥ 80

\* Das Apple iPhone oder der iPod touch ist nicht im Lieferumfang enthalten. Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.  
\*\* mit iPhone ab Version 6s

