

**Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen**

**Messsystem:**

**Verwendete Kontrolle:**

**Analyt:** Albumin in Urin  
**System:** HemoCue Albumin  
**Serien-Nr.:** \_\_\_\_\_  
**Probenmaterial:** Urin  
**Maßeinheit:** mg/L  
**Messmethode:** Turbiditätsmethode

**Hersteller:** Eurotrol  
**Albutrol:** \_\_\_\_\_  
**Chargenr.:** \_\_\_\_\_  
**Zielwert :** \_\_\_\_\_  
**erlaute Abw. von:** \_\_\_\_\_ **bis:** \_\_\_\_\_  
**zu. rel. Abw.:** 15,0%

Datum	Uhrzeit	Messwert	Abweichung vom Zielwert	Freigabe		Ergriffene Korrekturmaßnahme	Untersucher	
				ja	nein		Name	Unterschrift

**Bezeichnung des Laboratoriums:** \_\_\_\_\_ **Bezeichnung des Messplatzes:** \_\_\_\_\_

Mindestens ein Mal je Woche, muss eine Kontrollprobe gemessen und beurteilt werden.  
 Aufbewahrungsfrist: 5 Jahre