

# Serie 2000XL

## 2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2000-00XL/H und 2001-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2000-03XL/H und 2001-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2000-04XL/H und 2001-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2805-..XL/H entspricht Modell 2000-..XL/H, jedoch mit Nasenschlitz



Beide Abb.:  
Modell 2000-00XL/H  
mit Ausstattungsoptionen:  
Fahrbar auf zentral  
feststellbaren Rollen (1180N),  
Papierrollenhalter (1270K),  
Schiebegriff (1810),  
Schiebegriff-Ausführung  
verchromt;  
Polsterfarbe: 64-722 orange

**KS Medizintechnik**  
Telefon: 0800 - 10 10 871  
**HIER GÜNSTIG KAUFEN**  
www.ksmedizintechnik.de

### Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



### Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2000-..XL/H: 700 mm | 2001-..XL/H: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10  
Fahrbar auf 4 einzeln  
feststellbaren Comfort-  
Doppelrollen, Ø 100 mm,  
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen  
zentral feststellbar,  
Ø 100 mm,  
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-  
Doppelrollen zentral  
feststellbar, Ø 125 mm,  
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N  
Rad-Hebe-System mit ergo-  
nomischen Fußhebeln zur  
gesteuerten Absenkung der  
Liege



### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter  
dem Kopfteil (nicht vorstehend),  
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil  
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite  
700 mm / 800 mm

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176  
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit  
Halterungen, für Liegenbreite  
700 mm / 800 mm

### Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080  
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar,  
verchromt, komplett aus Stahlrohr,  
Länge 700 mm

### Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610  
Nasenschlitz, eingepolstert in das  
Kopfteil  
Art.-Nr. 1620  
Füllpolster für Nasenschlitz

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-  
auflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,  
Polsterstärke 70 mm