

Serie DFH

2-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkanthrohr Kopfteillänge: 550 mm

Modell 21-00 und 32-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 21-03 und 32-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 21-04 und 32-04 grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Modell 22-01 und 36-01 verchromt



Modell 21-00 mit
Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210);
Polsterfarbe: 64-713 corn

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopfteil positiv verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraeder
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 21-00 mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf einzeln feststellbaren Rollen (1120-10),
Längsverstrebung (1310), Papierrollenhalter (1210);
Polsterfarbe: 64-716 black

Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 21-..., 22-01: 650 mm | Modell 32-..., 36-01: 800 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm (nicht bei Ausführung
verchromt)



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm (nicht bei Ausführung
verchromt)



Längsverstrebung



Art.-Nr. 1310
Längsverstrebung zur
zusätzlichen Stabilisierung
(erforderlich bei
Fahrbarkeit)

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder
von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1662
Zusätzliches 2. Kopfteil,
55 cm lang, verstellbar
durch 2 Zahnraeder



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Seitensicherung



Art.-Nr. 1088
1 Paar Seitensicherungen seitlich
versenkbar, RAL 9006 pulver-
beschichtet, Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahl-
rohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
verchromt, komplett aus Stahlrohr,
Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1762 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene,
Länge: 350 mm

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene,
Länge: 1.300 mm



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben