

Echokardiographie-Liegen

2-teilige Echokardiographie-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung ... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2550-00XL/H und 2551-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
 Modell 2550-03XL/H und 2551-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
 Modell 2550-04XL/H und 2551-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
 Modell 2550-00XL/H
 mit Ausstattungsoptionen:
 Farbar auf zentral
 feststellbaren Doppelrollen
 (1180N), Papierrollenhalter
 (1270K);
 Polsterfarbe 64-708 cherry



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos bis +50° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
 Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.150 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 520 mm bis 940 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2550-..XL/H: 700 mm | Modell 2551-..XL/H: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
 Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
 Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
 Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
 Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
 Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
 Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
 1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1850
 Ablagekorb

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-50
 1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 1.060 mm, Länge an Ausschnittseite 820 mm



Art.-Nr. 1040
 1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
 1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1170
 1 Wandabweisrad Ø 150 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
 Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 100 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
 Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 90 mm



Telefon: 0800 - 10 10 871

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de