

SENSA® Flex

Behandlungsliege für
Infusions- und
Transfusionsmedizin



KS Medizintechnik
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN 

www.ksmedizintechnik.de

LIKAMED®

SENSA® Flex

Die vielseitige Behandlungs-
liege mit geringem Platzbedarf
und hohem Komfort für Ihre
Patienten

SENSA® Flex A3

3 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und Sitzteil

SENSA® Flex A4

4 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und Sitzteil
sowie Höhenhub plus Rollen Ø 10 cm mit Zentralarretierung



Handschalter A4 mit Tasten für Grundeinstellungen (Sitz-,
Schock-/Trendelenburgposition), Blindensymbolen und
Magnetschlüssel-Sperrfunktion



tuev-sued.de/ps-zert

Abbildung zeigt Farb- und Ausstattungsvariante.

SENSA® Flex – geringer Platzbedarf, hoher Komfort.

Die SENSА Flex wurde speziell für die Anforderungen in onkologischen Tageskliniken und der Infusions- und Transfusionsmedizin entwickelt und eignet sich zusätzlich auch hervorragend für den Einsatz in der allgemeinmedizinischen Praxis. Sie benötigt nur wenig Platz – bietet aber zugleich hohe Stabilität und Kippsicherheit und ist zusätzlich TÜV-zertifiziert. Die Therapieliege SENSА Flex überzeugt durch eine stufenlose, motorische Positionseinstellung. Der einfache Ein- und Ausstieg von vorne, wird durch die niedrige Sitzhöhe patientenfreundlich ermöglicht und durch das dafür vorteilhaft einstellbare Fußteil und die vorhandene Sitzteilneigung vereinfacht. Die Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit, der hohe Patientenkomfort, mit dem sich auch mehrstündige Behandlungen entspannt bewältigen lassen, zeichnen die SENSА Flex aus.

Produkteigenschaften



Armstütze inkl. Handschalterhalter, schwenk-, hochklapp- und abklappbar



Polsterauflage (2-Schichtschaum)



Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung (SENSА Flex A3)



Rollen Ø 10 cm mit Zentralarretierung (SENSА Flex A4)



Einfacher Ein- und Ausstieg von vorne



Einfacher Ein- und Ausstieg von der Seite



Homogene Oberflächen: einfach in der Reinigung/Desinfektion

- 3 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und Sitzteil (SENSА Flex A3)
- 4 Antriebe zur Verstellung von Rücken-, Fuß- und Sitzteil sowie Höhenhub (SENSА Flex A4)
- Niedrige keilförmige Schaumstoff Armstützen rechts und links
- Armstützen schwenk- und hochklappbar
- Armstützen abklappbar

- Rollen Ø 7,5 cm mit Einzelarretierung (SENSА Flex A3)
- Polsterauflage (2-Schichtschaum)
- Nackenrolle in Polsterauflagenfarbe
- Versorgungsnetz 100–240 V AC, 50/60 Hz
- EU-Netzstecker



Stufenlos motorische Einstellung von der Sitz-, Komfort- und Bettposition bis in die Schocklagen- oder Trendelenburgposition

Optionen



Rollen Ø 10 cm mit Zentralarretierung (SENSA Flex A3)*



Papierrollenhalter



Schiebegriff starr



Infusionsstange inkl. Flaschenkreuz



Infusionsstangenhalter rechts und links schwenkbar



Relaxkissen in Polsterauflagenfarbe



Keilförmige Schaumstoff Armstützen inkl. Handschalthehalter, rechts und links



Graue Vollschaum (geschäumte) Armstützen, rechts und links



Jersey Stretch Bezug (waschbar) für Polsterauflage, Nackenrolle, Relaxkissen und alle Armstützen



Transparenter, abwaschbarer Schonbezug für Fußteil und alle Armstützen



Lordosenstütze (in Polsterfarbe)



Grauer Handschalthehalter aus Kunstleder mit Klettverschluss für Vollschaum (geschäumte) Armstützen

- Sonderfarbe für Polsterauflage, Nackenrolle, Relaxkissen, Lordosenstütze und keilförmige Schaumstoff Armstützen
- Rollen Ø 10 cm mit Einzelarretierung und Einzelarretierung inkl. Richtungsfeststellung (SENSA Flex A3)*
- Potenzialausgleichkabel (zwingend erforderlich bei Anwendung „intrakardiales Verfahren“)
- Weitere länderspezifische Netzstecker auf Anfrage*
- Akku

* Nur bei Neubestellung

Farben Polsterauflagen

Standardfarben



Hellgrau

Pastellblau

Stein

Safran

Azur

Kiwi

Sonderfarben für Polster, Nackenrolle*, Relaxkissen*, Lordosenstütze, keilförmige Armstützen und Universalhocker HKL 1



Weiß

Creme

Zitrone

Orange

Rot

Himbeere

Saphir

Limette

Kastanie

Schwarz

Weitere Sonderfarben für Polster, Nackenrolle*, Relaxkissen*, Lordosenstütze, keilförmige Armstützen und Universalhocker HKL 1 auf Anfrage

* Bandfarbe entspricht Farbe der Polsterauflage.

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbunterschiede zwischen Darstellung und Produkt nicht auszuschließen. Bei Interesse fordern Sie bitte Ihr persönliches Originalfarbmuster an.

DT 1 und ST 1

Beistelltische



Beistelltisch DT 1, schwenkbares Tablett inkl. Kunststoff-Stapelbehälter

Beistelltisch ST 1, starres Tablett inkl. Kunststoff-Stapelbehälter

Optionen



Ebenes, großes Tablett nicht abnehmbar mit dem Rahmen verbunden (für ST 1)*



Halterungen für Monitor etc., Ø 16 mm*



Flaschenhalterung/Ablage



Deckel für Stapelbehälter, dunkelgrau

Produkteigenschaften

- Höhenverstellung mit Einhand-Bedienung und Federunterstützung
- Großes abnehmbares, spülmaschinenfestes Tablett mit Griffmulden
- schwenkbares Tablett (bei Modell DT 1)
- Abnehmbarer Kunststoff-Stapelbehälter
- Hängebügel für Taschen
- Stabile Metallrahmenkonstruktion, leicht zu reinigen durch abgerundete Kanten
- Untergestell mit Stoß-, Schutzkappen gegen Beschädigungen

Modell	DT 1 und ST 1
Höhe	84 cm bis 98 cm (verstellbar)
Stellfläche	42 cm x 66 cm
Rollen	Ø 5 cm
Stapelbehälter	1
Inhalt	6 l
Maße	ca. 17 cm x 27 cm x 15 cm
Farbe	Hellgrau RAL 7047
Tabletts	2
Groß	40 cm x 53 cm (abnehmbar)
Klein	40/30 cm x 18 cm (fest montiert)
Farbe	Hellgrau RAL 7047
Farbe Gestell	Hellgrau RAL 7047
Höchstbelastung	25 kg
Gewicht	17 kg

HKL 1 und HVS 1

Universalhocker



Universalhocker HKL 1, Sitzteil Schaumstoff mit Kunstleder überzogen

Universalhocker HVS 1, graues Vollschäum (geschäumtes) Sitzteil

Produkteigenschaften

- Sitzteil mit Ringauslösung
- Stufenlos höhenverstellbar durch Gasfeder
- Soft-Roll-Rollen für Hartböden (z.B. Laminat oder Parkett)
- Standardfarbe für Sitzteil Universalhocker (für HKL 1) Hellgrau oder Pastellblau

Optionen

- Sonderfarbe für Sitzteil Universalhocker (für HKL 1)

Modell	HVS 1	HKL 1
Höhe	53 cm bis 71 cm (verstellbar)	
Stellfläche	56 cm x 56 cm	
Soft-Roll-Rollen	Ø 5 cm	
Sitzkissendurchmesser (Härte)	Ø 38 cm (15° shore A)	
Sitzkissenfarbe	Grau	Hellgrau oder Pastellblau
Gewicht	7 kg	

* Nur bei Neubestellung. Technische Änderungen, Irrtum und Verbesserungen vorbehalten.

Technische Daten



Technische Daten	SENSA Flex A3	SENSA Flex A4
Armlehnen Länge x Breite	51,5 cm x 15,5 cm	
Polsterauflage Länge x Breite x Höhe	198,7 cm x 53,5 cm x 7,0 cm	
Gesamtlänge (max.) x Breite	198,7 cm x 84,4 cm	
Sitzhöhe	ab 57 cm	
Neigungswinkel		
Rückenteil	Schulterbereich 0° bis 81° Lendenbereich -20° bis 61°	
Sitzteil	7° bis 20°	
Fußteil	-77° bis 20°	
in Schock-, Trendelenburglage	20°	
Bezug Polsterauflage	UV-beständig, feuchtigkeitsundurchlässig, auf Biokompatibilität und Toxizität geprüft, flammgeprüft	
Farbe Gestell/ Verkleidung	Hellgrau RAL 7047	
Farbe Polster	siehe Farbkarte	
Farbe Armstützen	siehe Farbkarte	
Rollen		
einzel arretierbar Ø 7,5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	-
einzel arretierbar Ø 10 cm	<input type="checkbox"/>	-
zentral arretierbar Ø 10 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorische Verstellung von		
Rückenteil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzteil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fußteil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhenhub	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Technische Daten	SENSA Flex A3	SENSA Flex A4
Akku		<input type="checkbox"/>
Potentialausgleich		<input type="checkbox"/>
Versorgungsnetz	100-240 V AC, 50/60 Hz	
Sekundärspannung	29 V	
Sicherung	intern	
Schutzklasse Handschalter	IP 66	
Schutzart Steuerung	II/IP X4	
Einschaltdauer	2 min. ON/18 min. OFF	
Verbrauch im Standby-Betrieb	ca. 1 W	
Elektrische Sicherheit nach	DIN EN 60601-1	
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach	DIN EN 60601-1-2	
Spiral-Netzkabel	2,0 m bis 3,5 m	
Zulässiger Luftdruck	800 bis 1060 hPa	
Umgebungstemperatur	10° bis 40° C	
Emissionsschalldruck	< 65 dB(A)	
Medizinproduktklasse	I	
Anwendungsteile Typ	B	
Maximale Belastung	200 kg	
Gewicht (ohne Optionen)	60 kg	75 kg
Garantie	2 Jahre	

= Standard = Option



tuev-sued.de/ps-zert



tuev-sued.de/ms-zert

LiKAMED ist zertifiziert

Prüfzeichen für QM-Zertifizierung und zertifiziertes Umweltmanagementsystem.

