

ergo basic

Die GEORDNETE EKG-
Aufnahme



15
pol



Technische Daten

Systemkabel / EKG-Kabel

Systemkabel	1.9m
EKG-Anschluss	15 pol, nach IEC Standard Norm
EKG-Kable	10 -adriges Patientenkabel, mit Bananenstecker oder Clipp Adapter
Länge EKG-Kabel	Brustwandableitung 110cm, Extremitäten 140cm

Kabelarm

Länge	800 bis 1100 mm
Höhe	1000 bis 2000 mm
Schwenkbereich	300°

Sicherheitsstandards

Schutz	Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien bestimmt (IPX0)
Klassifikation	Klasse I gemäss Verordnung (EU) 2017/745

