



medical **ECONET**  
GERMANY



**INKL.**  
KOSTENFREIEM  
SOFTWARE  
DOWNLOAD



## ECOtwin LED

Modernes und benutzerfreundliches CTG-Gerät

- 7-Segment LED-Anzeige
- Hochempfindliche 9-Kristall Ultraschallsonden, Frequenz 0,985 MHz
- Wasserfeste Ultraschall- und Tokosonden
- Integrierter Li-Ionen Akku und Thermodrucker
- PC-Verbindung über LAN Schnittstelle
- Inklusive Sonden, Ereignismarker, CTG Gurte, Ultraschallgel, Tragetasche und Druckerpapier

**KS**

**Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871

seit 1921

**HIER GÜNSTIG KAUFEN**

[www.ksmedizintechnik.de](http://www.ksmedizintechnik.de)

# Technische Spezifikationen

|  |
|--|
| <b>Ultraschall</b>   |
| 9-Kristall-Sonden  |
| Gepulste Doppler   |
| Ultraschallfrequenz: 0,985 MHz   |
| Intensität: <10mW/cm   |
| FHR Bereich: 50 ~ 240 bpm  |
| FHR Genauigkeit: ± 2%  |
| Wasserfest nach IPX7   |
| <b>Uterus Kontraktion</b>  |
| Externe Messung  |
| Frequenzgang: DC ~ 0,5 MHz   |
| Kalibrierfunktion  |
| Messbereich: 0 ~ 99  |
| Wasserfest nach IPX7   |
| <b>Kindsbewegung</b>   |
| Erkennungsmethode: Ultraschall   |
| Duale Kindsbewegung  |
| <b>Display</b>   |
| 7-Segment LED Display  |
| Anzeige der Herzfrequenz   |
| Alarmstatus-Anzeige per LED  |
| <b>Sound</b>   |
| Herzschlag mit Lautstärkeeinstellung   |
| <b>Signal bei:</b><br>Papier aus<br>Sondenfehler<br>niedriger Batteriestatus |
| Alarm Sound  |

|   |
|---|
| <b>Drucker</b>  |
| Thermodrucker   |
| Druckgeschwindigkeit: 1, 2, 3 cm/min  |
| Druckkontrast: Modus 1, 2, 3  |
| Autodruckfunktion: Aus, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min  |
| <b>Einstellungen</b>  |
| Alarm Ober- und Untergrenzen  |
| Datum & Uhrzeit   |
| Druckgeschwindigkeit & Zoom-Funktion  |
| FHR Lautstärke  |
| <b>Funktionen</b>   |
| Ereignismarker-Funktion   |
| UC-Kalibrierfunktion  |
| Zoom-Funktion   |
| <b>Schnittstellen</b>   |
| USB / LAN   |
| Bluetooth - optional  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>   |
| <b>Temperatur:</b><br>Bei Betrieb zwischen 10° und 45°C<br>Bei Lagerung zwischen -10° und 50°C<br>Relative Luftfeuchte<br>Bei Betrieb 30 ~ 85%<br>Bei Lagerung 20 ~ 95% |
| <b>Stromversorgung</b>  |
| Akkubetrieb<br>Netzbetrieb  |
| <b>Standard Zubehör</b>   |
| 2 US Sonden, 1 UC Sonde, 1 Ereignismarker, Druckerpapier, Tragetasche, Ultraschallgel, CTG-Gurte  |
| <b>Optionales Zubehör</b>   |
| Gerätewagen   |