

MESI mTABLET Vitals

Intelligentes System zur stichprobenartigen Überprüfung der Vitalparameter

Messen Sie gleichzeitig die wichtigsten Vitalparameter und speichern Sie sie automatisch auf einem Gerät.

- Kabellos verbundene Diagnosetools: **BP, SPO2, Thermometer** (kontaktloses + klassisches)
- **NEWS2 S1** Early Warning Score
- Manuelle Parameter: **Atemfrequenz, Schmerz, ACVPU**

DIE MESSERGEBNISSE KÖNNEN SIE AUF DEM MEDIZINISCHEN TABLET ANSEHEN, SPEICHERN ODER LÖSCHEN

SYS, DIA, MAP

TEILEN FÜR EINE ZWEITMEINUNG



2-IN-1
THERMOMETER

SPO2,
HERZFREQUENZ

KABELLOS &
TRAGBAR

DIREKTES SPEICHERN
IN DEN PATIENTENDATEN


Warum MESI mTABLET Vitals?

MESSUNG VON VITALPARAMETERN MIT EINEM GERÄT

- > **Automatisierte Blutdruck-, SpO2- und Temperaturmessung.** Kontaktloses und traditionelles (orales, rektales, axillares) Thermometer.
- > Manuelle Eingabe von **Atemfrequenz, Schmerz und ACVPU mit einem Slide** für erhebliche Zeitersparnis.
- > Automatische **NEWS2 S1 Early Warning Score** Berechnung mit Warnhinweisen.

VERBINDUNGSFÄHIGKEIT

- > **Kabellose** Diagnosemodule auf einem medizinischen 11-Zoll-Tablet.
- > **Weniger Verwaltungsaufwand** mit sofortiger Speicherung in den Patientendaten.
- > **Weniger menschliche und administrative Fehler** aufgrund der automatischen Dateneingabe.



App-Erweiterungen

Das MESI mTABLET Vitals ist nicht nur ein Gerät zur stichprobenartigen Überprüfung. Sie können es auch mit anderen Diagnosetools erweitern (z. B. 12-Kanal-Ruhe-EKG, Spirometrie, ABI, Photo-App für das Wundmanagement), um die Beurteilung in einer oder mehreren Abteilungen zu rationalisieren. Mit dem Hinzufügen der Protocol-App können Sie innerhalb von 5 Minuten Protokolle für eine qualitativ hochwertige, standardisierte Patientenversorgung erstellen.

ECG

12-Kanal-Ruhe-EKG

ABI

Knöchel-Arm-Index

SPIRO+

Erweiterte Spirometrie

Protocol

Gesundheitsbewertungsprotokoll

Photo

Kamera

Worklist

Patientenarbeitsliste



MESI, Ltd.
Leskoškova cesta 11a
1000 Ljubljana,
Slowenien, EU

E: info@mesimedical.com
T: +386 1 620 34 87

www.mesimedical.com

f MESIdoo

🐦 MESImedical

in MESI



Produktion und Entwicklung in Europa



Weltweite Präsenz

FDA

Von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde zugelassen

*** MDR ***

Konform mit den EU-Vorschriften für Medizinprodukte



ISO 9001 Q-1664
ISO 13485 M-049

ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert



MDSAP-konform