

ProCare Med 30 C - 5 l

Neutralisationsmittel, sauer, 5 l

zur optimalen Neutralisation auf Basis organischer Säure.

EAN: 7612594269447 / Materialnummer: 11847800 / Alte Materialnummer: 6980M0511V1



- Milder Neutralisator zur Entfernung alkalischer Rückstände
- Hohe Materialschonung, tensidfrei
- Optimal kombinierbar mit dem Reiniger ProCare Med 10 MA
- Recyclbare Verpackung einschließlich Verschluss & Etikett

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernt schonend alkalische Rückstände von aufzubereitenden Instrumenten und Utensilien	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
pH-Wert der Anwendungslösung	2,6
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophtamologie	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Saures Neutralisationsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Organische Säuren
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für Keramik	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Frei von Tensiden	•
Neutralisation verschleppter Alkalireste	•
Vorbeugung von Kalkablagerungen in der Spülkammer	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Geeignet zur Neutralisation von nicht eloxiertem Aluminium	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für mikrochirurgische Instrumente	•
Geeignet für Anästhesiegeräte	•
Geeignet für Beatmungsgeräte	•
Geeignet für Stationsutensilien	•
Geeignet für Sterilisationsbehälter aus Aluminium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	214
Außenmaß, Nettobreite in mm	143
Außenmaß, Nettotiefe in mm	246
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	143

ProCare Med 30 C - 5 l

Neutralisationsmittel, sauer, 5 l

zur optimalen Neutralisation auf Basis organischer Säure.

EAN: 7612594269447 / Materialnummer: 11847800 / Alte Materialnummer: 6980M0511V1



Außenmaß, Bruttotiefe in mm	246
Bruttogewicht in kg	6
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•