

ProCare Protein Check Protein Check

zum Nachweis und zur qualitativen Einschätzung eventueller Proteinrückstände.

EAN: 4002516374169 / Materialnummer: 11626810 / Alte Materialnummer: 69910103D



- Test auf Rückstände nach der Reinigung & thermischen Desinfektion
- Präzise Applikation
- Kurze Einwirkdauer von 3 Minuten
- 3 Stifte pro Verpackungseinheit
- Bis zu 50 Anwendungen pro Stift

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	2,3-2,5
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	232,00
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	28
Außenmaß, Bruttobreite in mm	157
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	232
Bruttogewicht in kg	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	28
Außenmaß, Bruttobreite in mm	157
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	232
Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,18