

KS Medizintechnik
 Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN 
www.ksmedizintechnik.de

CARDIOVIT FT-1

Das EKG-Tablet mit eingebautem PC

50 years
 + Swiss medical innovation



SCHILLER
 The Art of Diagnostics

GANSHORN
 SCHILLER GROUP

CARDIOVIT FT-1


Einfachste Bedienung in 3 Schritten:

1. Patientendaten laden (GDT)
2. EKG aufnehmen
3. Speichern, Exportieren oder Ausdrucken



- ⋆ Inklusive Papier nur 1,1 kg leicht
- ⋆ Akkubetrieb
- ⋆ Speicher für bis zu 300 EKGs

- ⋆ **flexibel**
integrierter 6-Kanal EKG-Schreiber für IT-unabhängiges Arbeiten
- ⋆ **modern**
großes Touch-Display für komfortables Arbeiten
- ⋆ **digital**
papierlos intelligent - Ihr Einstieg in die elektronische Patientenakte



12-Kanal-Ruhe-EKG
für Erwachsene und Kinder

8 Zoll
Multi-Touchscreen

Langer Streifen
integrierter Thermodrucker

EKG-Qualitätssicherung
automatische Erkennung von Verpolung



SCHILLER MEDIZINTECHNIK - IMMER FÜR SIE DA

Otto-Lilienthal-Ring 4
85622 Feldkirchen bei München

Tel.: 089/62 99 81 0



Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben.