



Längenmessstab zusammenklappbar

5003

- ▶ Handlicher Längenmesser für unterwegs
- ▶ Zusammenklappbar
- ▶ Integrierter Neigungssensor
- ▶ Zur Selbst- und Fremdmessung
- ▶ Messbereich: 50 bis 240 cm



Eigenschaften

Der für Kinderärzte und Krankenhäuser besonderes geeignete Längenmessstab von Soehnle Professional überzeugt nicht nur durch sein schlichtes stilvolles Design, sondern auch durch eine integrierte automatische elektronische Wasserwaage. Diese ermöglicht die freie Messung im Raum und garantiert jederzeit höchste Messpräzision und -geschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil des Längenmessstabs ist seine einzigartige Klappfunktion, wodurch er kaum Platz benötigt und leicht verstaubar ist. Durch eine akustische Quittierung und automatische Fixierung der Werte nach abgeschlossener Messung braucht der Vorgang zudem nicht umständlich überwacht zu werden.

- ▶ Ultraschall-Messtechnik, temperaturkompensiert
- ▶ Fehlermeldung durch Neigungssensor bei schräg aufgelegtem Messgerät
- ▶ Geringer Platzbedarf durch Klappfunktion
- ▶ Kunststoffgehäuse
- ▶ LCD-Anzeige mit 9 mm hohen Ziffern
- ▶ Akustische Quittierung nach abgeschlossener Messung und Anzeige des Messwertes
- ▶ Einheiten in cm oder inch
- ▶ Batteriebetrieb mit 2 Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten)

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Eichung	Ziffersschritt mm	Messbereich cm	Abmessungen (mm)
5003.01.001 Längenmessstab zusammenklappbar	Nein	10	50 - 240	345×92×28mm