PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Produktbroschüre

09.10.2026

KERN MSB 80

Wenn jeder Zentimeter zählt – mechanischer Größenmessstab mit Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

DEUTSCH



KS Medizintechnik seit 1921
Telefon: 0800 - 10 10 871
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de



DEUTSCH

MERKMALE

- Tragbarer mechanischer Größenmessstab
- Medizinzulassung nach VO (EU) 2017/745
- Für Babys bis max. 80 cm Körpergröße
- Große Anschlagflächen erleichtern die Handhabung (anlegen, verschieben, ablesen)
- Messskala mit links und rechts beginnender 0, d. h. in beide Richtungen verwendbar
- Platzsparende Aufbewahrung durch Teilbarkeit des Messstabes

TECHNISCHE DATEN

- Messbereich 10 cm–80 cm; Teilung 1 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 882×70×28 mm
- Nettogewicht ca. 0,70 kg

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Stationäre Einrichtungen
- Pädiatrisch-ambulante Einrichtungen
- Hebammen
- Gesundheitsämter

PIKTOGRAMME

Standard





MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Eichwert [e]	Abmessungen Wägeplattform B×T×H	Gesamtabmessungen B×T×H	Liefermenge (Waage)	Nettogewicht ca.
MSB 80							0,70 kg

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
970-012	Garantieverlängerung (+ 2 Jahre) 970-012

KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Produkt entspricht den geltenden EU-Anforderungen